

仕様書

1 貸付物件の品名・数量

- (1) マイクロプレートリーダーシステム一式
- (2) 卓上遠心機一式

2 賃貸借の期間

令和8年9月1日～令和15年8月31日（84か月）

3 設置場所

広島県立総合技術研究所保健環境センター（広島市南区皆実町一丁目6番29号）

- (1) マイクロプレートリーダー一式 新館6階 保健科学室3
- (2) 卓上遠心機一式 新館6階 保健科学室1

4 用途

- (1) マイクロプレートリーダー一式
アレルギー物質を含む食品の検査（食品の安全確保対策事業）に使用する。
- (2) 卓上遠心機一式
貝毒検査（乳肉水産食品衛生対策事業）に使用する。

5 機器の設置条件等

- ・ 賃貸借期間の始期までに納入すること。
- ・ 指定場所への搬送、据付、機器の調整作業を行うこと。（附带工事なし）
- ・ （1）のマイクロプレートリーダー、マイクロプレートウォッシャーについては、据付時適格性評価（IQ）、運転時適格性評価（OQ）を行い、適格性評価結果に関する文書を交付すること。
- ・ 機器の据付調整作業終了後に、基本的な使用方法、メンテナンス方法等の取扱説明を行うこと。

6 機器構成

- (1) マイクロプレートリーダー一式
メーカー：サーモフィッシャーサイエンティフィック

| 内訳 | 品番 | 数量 |
|------------------------------------|---------------|----|
| ・ Multiskan SkyHigh 吸光マイクロプレートリーダー | A51119500C | 1 |
| ・ μ Drop Plate | N12391 | 1 |
| ・ Wellwash マイクロプレートウォッシャー | 5165000-REXS2 | 1 |
| ・ Skanlt 制御用 PC Office つき | A49096JP | 1 |
| ・ A4 モノクロレーザープリンター（無線・有線 LAN/両面） | メーカー不問 | 1 |
| ・ Multiskan SkyHigh IQ0Q | A39455 | 1 |
| ・ Wellwash IQ0Q | A39454 | 1 |

- (2) 卓上遠心機一式
メーカー：久保田

| 内訳 | 品番 | 数量 |
|-------------------------------|----------|----|
| ・ 卓上遠心機 | S700T | 1 |
| ・ スイングロータ | RS-7504M | 1 |
| ・ 丸バケット（4個セット） | 053-0104 | 1 |
| ・ 50mL ガラス管×16本チューブラック（4個セット） | 055-1544 | 1 |